

# CS-700シリーズ 高速撮影記録 冷却CMOSカメラ価格表

2023年11月

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

## ■ CS-700シリーズ AC-DC電源又は電源ケーブルが必要です。

製品名	製品概要	型番	外税価格	
50万画素 白黒 高速撮影 冷却CMOSカメラセット	・カメラ本体 ・マニュアル(デジタルデータ) ・コントロールソフト ・USB3.0ケーブル2m	Cマウント	CS-700M	¥660,000
50万画素 カラー 高速撮影 冷却CMOSカメラセット			CS-700C	¥660,000
33万画素 SWIR 冷却CMOSカメラセット		Fマウント	CS-701IGA	¥1,540,000
276万画素 白黒 超高感度 冷却CMOSカメラセット			CS-702M	¥3,400,000 受注生産品
131万画素 ブラックシリコン 白黒 冷却CMOSカメラセット			CS-703NIR	¥640,000

## ■ 電源 ※何れかを選択してください。

電源	備考	型番	外税価格	
AC-DC電源(DC12V 3A)	AC100Vで使用する際に必要(ケーブル付)	CS-702以外	BS-ADP	¥11,000
AC-DC電源(DC12V 6A)	AC100Vで使用する際に必要(ケーブル付)	CS-702用	BQ-ADP	¥20,000
電源ケーブル(4m)	市販の電源やバッテリーを使用する際に必要	共通	XBS-C1	¥2,500

## ■ カメラオプション ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

機能	オプション	型番	外税価格	
ノイズ対策ボディ ※カメラ筐体内部を金属シールドします。 ※CS-702MIには対応していません。	カメラセット注文時のオプション	JS-NR	*¥11,000	
	カメラセット注文後の追加オプション◎	JS-NR-ATO	*¥30,000	
外部トリガ制御機能 ※開始・同期・露光時間が外部トリガで制御可能になります。 ※シャッター時間の最小値はカメラスペックに依存します。最大は65秒です。 ※CS-703NIRには対応していません。	カメラセット注文時のオプション	CS700-TRG	¥22,000	
	カメラセット注文後の追加オプション☆	CS700-TRG-ATO	¥40,000	
マルチ動作対応機能 ※1台のパソコンで複数台のカメラ動作が可能になります。	カメラセット注文時のオプション	CS700-MLT	¥10,000	
	カメラセット注文後の追加オプション☆	CS700-MLT-ATO	¥30,000	
天体撮影用機能 ※FITs形式への出力が可能になります。 ※CS-702Mのみ対応です。	・2インチスリーブ ・GPSアンテナ ・機能対応ソフト	カメラ購入時	CS700-AST	¥120,000
		カメラ購入後	CS700-AST-ATO	¥150,000

## ■ パーツオプション ※CS-702MIには対応していません。

パーツ	説明	型番	外税価格
外付強制空冷ユニット	冷却能力を上げる為の強制ファン	JS-43FAN	*¥11,000
三脚取り付け金具	三脚に取り付ける為の金具	JS-43AG	*¥9,000
Cマウントアダプタ	ニコンFマウントに変換	JS-C-N	*¥8,500
暗箱取り付けユニット(強制ファン付)	暗箱に取り付け金具	DB-52FAN	*¥24,000

## ■ カメラ制御用開発ツール ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

製品名	製品概要	型番	外税価格	
CS-700シリーズ・無制限ライセンスSDK 64bit専用 機密保持契約は必要 シングルライセンスSDKすべてのサンプルが含まれます ※ドライバとDLLのみライセンス無制限。 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものは変更できません。 ※日本国外には販売しておりません。日本国内のみ販売及び契約が可能です。	カメラダイレクトUSB通信対応SDK	CS700-FSDK-U	*¥250,000	
CS-700シリーズ・シングルライセンスSDK 64bit専用 機密保持契約は不要 ライセンスは購入時のカメラ1台限定 Pythonサンプル(型番*はP) サンプルソフト・ソース(9V)付 LabVIEWサンプル(型番*はL) サンプルソフト・ソース(M)付 Visual C++サンプル(型番*はC) サンプルソフト・ソース(プロジェクト)付 Visual C#サンプル(型番*はS) サンプルソフト・ソース(プロジェクト)付 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものは変更できません。 ※各サンプル用のいずれかのバージョンは英語用サンプルになっています。	型式の*には各サンプルの型番が入ります。 例:カメラダイレクトUSB通信でLabVIEWサンプルの場合CS700-LSDK-U			
	カメラ購入時	カメラダイレクトUSB通信対応	CS700-*SDK-U	*¥70,000
	カメラ購入後	カメラダイレクトUSB通信対応☆	CS700-*SDK-UA	*¥90,000

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

■カメラドライバオプション ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

<b>ImageJ用ドライバソフト 64bit専用</b> ImageJのプラグインで直接冷却や撮影をすることが可能になります。 ImageJ 1.54e以降、Windows 10以降で使用可能。64bit版のImageJ専用です。  ※一部のサンプルを除いて英語表記ですが、仕様書等は日本語です。 ※サンプルはJavaにてカスタム可能ですが、エラーメッセージ等カメラドライバ固有のものは変更できません。 ※CS-702Mの天体オプションには対応していません。	カメラ 購入時	カメラダイレクトUSB通信対応	CS700-IMJ-U	*¥40,000
	カメラ 購入後	カメラダイレクトUSB通信対応☆	CS700-IMJ-UA	*¥60,000

※この価格表に記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

価格および仕様は予告なく変更することがあります。

製造元 **ビットラン株式会社** お問い合わせ/CCD事業部

〒361-0056 埼玉県行田市持田2213 TEL.048-554-7471(代) FAX.048-556-9591 URL <https://www.bitran.co.jp/camera/> E-mail [ccd@bitran.co.jp](mailto:ccd@bitran.co.jp)