

BH-70シリーズ カメラリンク準拠対応 冷却カメラ価格表

2022年4月現在

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

■ カメラセット AG-DC電源、又は電源ケーブルが必要です。

製品名	製品概要	型番	外税価格	
131万画素(IMX990) SWIRモノクロ冷却CMOSカメラセット	・カメラ本体 ・コントロールソフト ・マニュアル(デジタル) ・USB3.0ケーブル(2m) ・カメラリンク仕様書*1	Cマウント	BH-711GA	¥3,800,000
3136万画素(IMX342) モノクロ冷却CMOSカメラセット			BH-72M-C	¥1,200,000
3136万画素(IMX342) モノクロ冷却CMOSカメラセット		ニコンFマウント	BH-72M-F	¥1,200,000
5100万画素(GMAX4651) モノクロ冷却CMOSカメラセット			BH-73M-F	¥1,800,000
5100万画素(GMAX4651) モノクロ冷却CMOSカメラセット			M72*2	BH-73M-M72

*1: デジタルデータで付属のコントロールソフト用インストールディスクに入っています。
 *2: フラッシュメモリのカメラの寸法図を参照してください。
 (注) 使用可能なフレームレートはポートごとに注意してください。

■ 電源 ※何れかを選択してください

製品名	製品概要	型番	外税価格
AC-DC電源(DC12V 6A)	AC100Vからカメラ1台に直接接続	ADP12V6-ST	¥20,000
AC-DC電源(DC12V 6A)※ロック付きコネクタ	AC100Vからカメラ1台に直接接続	ADP12V6-LC	¥23,000
電源ケーブル(2m)※ロック付きコネクタ	市販の電源やバッテリーを使用する際に必要	DCCBL2M-LC	¥3,000

■ カメラオプション ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

製品名	製品概要	型番	外税価格
外部トリガ制御機能 ※開始(同期)・露光時間が外部トリガで制御可能になります。 ※シャッター時間の最大値・最小値はカメラスペックに依存します。	カメラセット注文時のオプション	BH70-TRG	¥20,000
	カメラセット購入後の追加オプション☆	BH70-TRG-ATO	¥40,000

■ パーツオプション

製品名	製品概要	型番	外税価格
Cマウントアダプタ	ニコンFマウントに変換	JS-C-N	*¥8,000

■ カメラ制御用開発ツール ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

製品名	製品概要	型番	外税価格	
BH-70シリーズ・無制限ライセンスSDK 64bit専用 ※機密保持契約が必要です。ドライバDLLのみライセンス無制限。 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※メッセーgerの一部のデザイン等、DLL固有のものの変更できません。 ※日本国外には販売しておりません。日本国内のみ販売及び受発が可能です。 シングルライセンスSDK全てのサンプルが含まれます。	カメラダイレクトUSB通信対応SDK	BH70-FSDK-U	*¥250,000	
BH-70シリーズ・シングルライセンスSDK 64bit専用 機密保持契約は不要 ライセンスは購入時のカメラ1台限定 Pythonサンプル (型番*は P) サンプルソフトウェア(M)付 LabVIEWサンプル (型番*は L) サンプルソフトウェア(VI)付 Visual C++サンプル (型番*は C) サンプルソフトウェア(プロジェクト)付 Visual C#サンプル (型番*は S) サンプルソフトウェア(プロジェクト)付 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※メッセーgerの一部のデザイン等、DLL固有のものの変更できません。 ※各サンプル用のいずれかのバージョンは英語用サンプルになります。	型式の*には各サンプルの型番が入ります。 例: カメラダイレクトUSB通信でLabVIEWサンプルの場合BH-70-LSDK-U			
	カメラ購入時	カメラダイレクトUSB通信対応	BH70-*SDK-U	*¥70,000
	カメラ購入後	カメラダイレクトUSB通信対応☆	BH70-*SDK-UA	*¥90,000

※価格および仕様は予告なく変更することがあります。

※この価格表に記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

BH-70 フレームグラバボード及びカメラリンクケーブルに関して

使用するフレームグラバボードやカメラリンクケーブルのスペックにより、カメラの動作が行えない場合があります。
ご利用の際には下記の対応表をご参照ください。

■ Matrox社 Frame grabber board

Configuration	BH-71IGA	BH-72M		BH-73M	
	Base	Base	Medium	Base	Medium
MatroxSolios CLB	○	×	×	×	×
MatroxSolios eV-CL B/BL	○	○	×	○	×
MatroxSolios eV-CL F/FL	○	○	×	○	×
MatroxRadient eV-CL SF/DF	○	○	○	○	○
MatroxRadient eV-CL DB/SF/DF/QB	○	○	○	○	○
Non-Paged Memory	64MB以上	256MB以上		256MB以上	

※Non-Paged Memory のサイズをご確認ください。

■ Camera Pixel clock

	BH-71IGA	BH-72M	BH-73M
Base Configuration	85MHz	85MHz	85MHz
Medium Configuration	-	85MHz	85MHz
Full Configuration	-	-	-

※ケーブルの長さや特性にご注意ください。