

# 画像記録用インターフェース価格表

2023年10月

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

## ■ 画像記録用インターフェース（カメラの最速や周期を指定して画像を記録することができます）

### ① BPU-30 ※CS-60シリーズ、BU-60シリーズで使用できます。

画像記録用インターフェース ※外部トリガなどのオプション機能はカメラに依存します。	・ BPU-30本体	メモリ4GB	BPU-30-4G	¥220,000
	・ コントロールソフト	メモリ8GB	BPU-30-8G	¥270,000
	・ USB3.0ケーブル2m	メモリ16GB	BPU-30-16G	¥370,000
画像記録用インターフェースのメモリ増設	使用しているBPU-30のメモリ増設 ※BPU-30本体をお送りいただく必要があります。		*差額分+ ¥22,000	

### ① BPU-50 ※CS-70シリーズで使用できます。

画像記録用インターフェース ※外部トリガなどのオプション機能はカメラに依存します。 ※USBケーブルはカメラに付属のケーブルをご利用ください。	・ BPU-50本体 ・ コントロールソフト	メモリ16GB	BPU-50-16G	¥370,000
---	---------------------------	---------	------------	----------

## ■ BPU-30とBPU-50共通


### ② インターフェースケーブル

カメラリンクケーブル 高伝送タイプ(85MHzクロック)	通信ケーブル (カメラ側:SDR, BPU側:SDR)	2m	XBU-C5-2M	*¥24,000
		5m	XBU-C5-5M	*¥30,000

### ③ 電源 ※何れかを選択してください。

AC-DC電源(DC12V 3A)	AC100Vで使用する場合に必要(ケーブル付)	BS-ADP	¥11,000
電源ケーブル(4m)	市販の電源やバッテリーを使用する場合に必要	XBS-C1	¥2,500

## 【接続例】



# LANインターフェース価格表

2023年10月

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

■ ① LANインターフェースBPU-40 (カメラの最速や周期を指定して画像を記録することはできません)

CS-70/700シリーズ、CS-60シリーズ、BU-60シリーズ、BK-50/500シリーズで使用できます。

※未対応の機種もありますので詳しくは <https://www.bitran.co.jp/camera/support/bpu40verup.html> をご覧ください。

LANインターフェース ※HDMI出力は出来ませんがケーブルは別途必要です。 ※外部トリガなどのオプション機能はカメラに依存します。 ※マルチ動作機能には対応してません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ BPU-40本体(ストレージ10GB)</li> <li>・ LANケーブル1m</li> <li>・ コントロールソフト</li> <li>・ セットアップガイド</li> </ul>	BPU-40-10G	¥250,000 受注生産品
--	--	------------	-------------------

② BPU-40用電源 BPU-40には電源が必要です。

AC-DC電源(DC12V 5A)	AC100VからBPU-40に直接接続	ADP12V6-ST	¥22,000
-------------------	---------------------	------------	---------


③ カメラ電源制御用ケーブル

LAN経由でカメラの電源をON/OFFしない場合は不要です。(CS-72/75には対応してません)

※このケーブルを使用しなくても、コントロールソフト及びSDKからBPU-40の電源ON/OFFは可能です。このケーブルを使用すると、同時にカメラ本体の電源ON/OFFもできます。(無線LAN接続では電源を入れることはできません)

カメラ電源制御ケーブル	電源ケーブル3m	XBP-C1	¥10,000
-------------	----------	--------	---------

【接続例1】



【接続例2】

