

# BQシリーズ メカニカルシャッタ冷却CCDカメラ価格表

2022年12月現在

製品名	製品概要	型番	税抜価格
-----	------	----	------

## ■ BQシリーズ・カメラセット AC-DC電源(BQ-ADP)又は電源ケーブル(XBS-C1)が必要です。

Kodak KAI11000M(1100万画素)冷却CCDカメラセット(C1グレード)	・カメラ本体(ニコンFマウント) ・USBケーブル(2m) ・コントロールソフト(CD-ROM) Windows7 / Vista / XP 対応 ・マニュアル	BQ-51LN	Discontinued
Kodak KAI11000CM(1100万画素カラー)冷却CCDカメラセット(C1)		BQ-51C	
Kodak KAF1001E(100万画素)冷却CCDカメラセット(C2グレード)		BQ-52E	
Kodak KAF3200M E (320万画素)冷却CCDカメラセット(C2グレード)		BQ-53ME	
Kodak KAF6303E(600万画素)冷却CCDカメラセット(C2グレード)		BQ-54E	
E2V CCD77BI(25万画素裏面受光型)冷却CCDカメラセット(G1)		BQ-61B	
E2V CCD55-30BI(140万画素裏面受光型)冷却CCDカメラセット(G1)		BQ-62B	

## ■ BQシリーズ(電源) どちらか一方を選択してください。

AC-DC電源(DC12V 6A)	AC100Vで使用する際に必要(ケーブル付)	BQ-ADP	¥20,000
電源ケーブル(4m)	市販の電源やバッテリーを使用する際に必要	XBS-C1	¥2,500

## ■ オプション ★印はカメラセット一式を送って頂く必要があります。

任意ピンング対応 ※任意ピンングはBQ-61BIには対応できません。	カメラセット注文時のオプション	BQ-50-BN	Discontinued
	カメラセット購入後の追加オプション★	BQ-50-BN-ATO	¥50,000
外部トリガ取り付け(撮影開始トリガ) ※撮影終了トリガを追加すると、シャッタ時間を外部トリガで制御できるようになります。	カメラセット注文時のオプション	BQ-50-TG	Discontinued
	カメラセット購入後の追加オプション★	BQ-50-TG-ATO	¥40,000
	撮影終了トリガ	外部トリガ機能に撮影終了トリガを追加	BQ-50-TG-END
暗箱取り付け用金具	カメラセット注文時のオプション	BQ-50-DB	Discontinued
	カメラセット購入後の追加オプション★	BQ-50-DB-ATO	

## ■ 保守用

ガス交換費用	CCDが結露した場合に容器内のガス交換	BQ-GAS	*¥55,000
--------	---------------------	--------	----------

製品名	製品概要	型番	税抜価格
-----	------	----	------

■ **カメラ制御用公開資料** ★印はカメラセト一式を送って頂く必要があります。

<b>BQシリーズ・コマンド公開</b> (カメラを組み込んで自社製品を作りたい場合に必要)  ※機密保持契約が必要です。ライセンスフリー。 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※ドライバ以外基本的に全て自作となる為、制限されることはありません。	BQシリーズ・コマンド仕様書 USB通信及びLAN通信対応		BQ-CMD-LI	* ¥200,000
	BQシリーズ・コマンドサンプルソフト (Microsoft Visual C++6.0によるソース付)		BQ-CMD-LIS	* ¥100,000
	BQ-CMD-LIサポート料(1件分)		BQ-CMD-SP	* ¥10,000
<b>BQシリーズ・フリーSDK</b> (自社開発のソフトでカメラ制御をしたい場合に必要) ※Windows7/Vista/XP/2000 SP4のみ対応 ※機密保持契約が必要です。ドライバとDLLのみライセンスフリー。 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものは変更できません。	BQシリーズ・USB通信対応SDK (LabVIEW7.1/8.0, Visual Basic 6.0, VB .NET2003, VB 2005, Visual C++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース付)		BQ-FRSDK-USB	* ¥200,000
	BQシリーズ・LAN通信対応SDK (LabVIEW7.1/8.0, Visual Basic 6.0, VB .NET2003, VB 2005, Visual C++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース付)		BQ-FRSDK-NET	* ¥200,000
<b>BQシリーズ・シングルSDK</b> (研究開発用途で自作ソフトからカメラ制御をしたい場合に必要)  <b>機密保持契約は不要</b>  <b>ライセンスは購入時のカメラ1台限定</b>  <b>発注時、型番に注意!</b>  ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものは変更できません。 ※Windows7/Vista/XP/2000 SP4のみ対応	<b>BQシリーズ・USB通信対応SDK (カメラセト注文時)</b>			
	LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BQ-LVSDK-USB	* ¥50,000	
	VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BQ-VBSDK-USB	* ¥50,000	
	VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BQ-VCSDK-USB	* ¥50,000	
	<b>BQシリーズ・LAN通信対応SDK (カメラセト注文時)</b>			
	LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BQ-LVSDK-NET	* ¥50,000	
	VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BQ-VBSDK-NET	* ¥50,000	
	VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BQ-VCSDK-NET	* ¥50,000	
	<b>BQシリーズ・USB通信対応SDK (カメラセト購入後) ★</b>			
	LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BQ-LVSDKA-USB	* ¥70,000	
	VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BQ-VBSDKA-USB	* ¥70,000	
	VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BQ-VCSDKA-USB	* ¥70,000	
<b>BQシリーズ・LAN通信対応SDK (カメラセト購入後) ★</b>				
LabVIEW7.1, LabVIEW8.0によるサンプルソフト・ソース(VI)付	BQ-LVSDKA-NET	* ¥70,000		
VB 6.0, VB .NET2003, VB 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BQ-VBSDKA-NET	* ¥70,000		
VC++ 6.0, VC# .NET2003, VC# 2005によるサンプルソフト・ソース(プロジェクト)付	BQ-VCSDKA-NET	* ¥70,000		

※仕様は予告なく変更することがあります。

製造元 **ビットラン株式会社**

お問い合わせ/CCD事業部 〒361-0056 埼玉県行田市持田 2213 TEL.048-554-7471(代) FAX.048-556-9591 URL <http://www.bitran.co.jp/ccd> E-mail [ccd@bitran.co.jp](mailto:ccd@bitran.co.jp)