

CS-700シリーズ 高速撮影記録 冷却CMOSカメラ価格表

2022年4月現在

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

■ CS-70シリーズ AC-DC電源(BS-ADP)又は電源ケーブル(XBS-C1)が必要です。

50万画素 白黒 高速撮影 冷却CMOSカメラセット	・カメラ本体 ・マニュアル(デジタルデータ) ・コントロールソフト ・USB3.0ケーブル2m	Cマウント	CS-700M	¥600,000
50万画素 カラー 高速撮影 冷却CMOSカメラセット			CS-700C	¥600,000
33万画素 SWIR 冷却CMOSカメラセット			CS-701GA	¥1,400,000
276万画素 白黒 超高感度 冷却CMOSカメラセット		Fマウント	CS-702M	¥2,980,000

■ 電源 何れかを選択してください。

AC-DC電源(DC12V 3A)	AC100Vで使用する際に必要	BS-ADP	¥10,000
AC-DC電源(DC12V 6A)	AC100Vで使用する際に必要	CS702用 BQ-ADP	¥20,000
電源ケーブル(4m)	市販の電源やバッテリーを使用する際に必要	XBS-C1	¥2,000

■ カメラオプション ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

ノイズ対策ボディ	カメラセット注文時のオプション	JS-NR	¥10,000
※カメラ内部を金属シールドします。(重量:約103g) ※CS-702MIには対応していません。	カメラセット購入後の追加オプション (カメラ本体をお送りいただく必要があります。)	JS-NR-ATO	¥30,000
外部トリガ制御機能	カメラセット注文時のオプション	CS700-TRG	¥20,000
※開始・同期・露光時間が外部トリガで制御可能になります。	カメラセット購入後の追加オプション☆	CS700-TRG-ATO	¥40,000
マルチ動作対応機能	カメラセット注文時のオプション	CS700-MLT	¥10,000
※1台のパソコンで複数台のカメラ動作が可能になります。	カメラセット購入後の追加オプション☆	CS700-MLT-ATO	¥30,000

■ パーツオプション ※CS-702MIには対応していません。

外付強制空冷ユニット	冷却能力を上げる為の強制ファン	JS-43FAN	*¥10,000
三脚取り付け金具	三脚に取り付ける為の金具	JS-43AG	*¥8,500
Cマウントアダプタ	ニコンFマウントに変換	JS-C-N	*¥8,000
暗箱取り付けユニット(強制ファン付)	暗箱に取り付け金具	DB-52FAN	*¥22,000

■ カメラ制御用開発ツール ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

CS-700シリーズ・無制限ライセンスSDK 64bit専用 <small>※機密保持契約が必要です。ドライバとDLLのみライセンス無制限。 ※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものの変更できません。 ※日本国外には販売しておりません。日本国内のみ販売及び契約が可能です。 シングルライセンスSDK全てのサンプルが含まれます。</small>	カメラダイレクトUSB通信対応SDK	CS700-FSDK-U	*¥250,000
CS-700シリーズ・シングルライセンスSDK 64bit専用 機密保持契約は不要 ライセンスは購入時のカメラ1台限定 Pythonサンプル(型番*はP) サンプルソフト・ソース(M)付 LabVIEWサンプル(型番*はL) サンプルソフト・ソース(M)付 Visual C++サンプル(型番*はC) サンプルソフト・ソース(プロジェクト)付 Visual C#サンプル(型番*はS) サンプルソフト・ソース(プロジェクト)付 <small>※資料やサンプルソフトは変更しても、再配布できません。 ※メッセージや一部のデザイン等、DLL固有のものの変更できません。 ※各サンプル用のいずれかのバージョンは英語用サンプルになっています。</small>	型式の*には各サンプルの型番が入ります。 例:カメラダイレクトUSB通信でLabVIEWサンプルの場合CS700-LSDK-U		
カメラ購入時	カメラダイレクトUSB通信対応	CS700-*SDK-U	*¥70,000
カメラ購入後	カメラダイレクトUSB通信対応☆	CS700-*SDK-UA	*¥90,000

■ カメラドライバオプション ☆印はカメラのシリアルナンバーを御注文書に明記していただく必要があります。

ImageJ用ドライバソフト ImageJのプラグインで直接冷却や撮影をすることが可能になります。 ImageJ 1.54e以降、Windows 10以降で使用可能。64bit版のImageJ専用です。 <small>※一部のサンプルを除いて英語表記ですが、仕様書等は日本語です。 ※サンプルはJavaにてカスタム可能ですが、エラーメッセージ等カメラドライバ固有のものの変更できません。</small>	カメラ購入時	カメラダイレクトUSB通信対応	CS700-IMJ-U	*¥30,000
	カメラ購入後	カメラダイレクトUSB通信対応☆	CS700-IMJ-UA	*¥50,000

※この価格表に記載された会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

価格および仕様は予告なく変更することがあります。

製造元 **ビットラン株式会社** お問い合わせ/CCD事業部

〒361-0056 埼玉県行田市持田2213 TEL.048-554-7471(代) FAX.048-556-9591 URL <https://www.bitran.co.jp/camera> E-mail ccd@bitran.co.jp