

# 電動フィルターホイール・フィルター・水冷キット価格表

2024年1月

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

## ■ 電動フィルターホイール(小型筐体用)

電動フィルターホイール本体セット5枚用 ニコンマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。                      ※マウントの電動制御は行えませんのでマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。                      ※フィルターが別途必要です。</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フィルターホイール本体</li> <li>カメラ固定用リング</li> <li>コントローラ</li> <li>AC-DC電源(12V)</li> <li>ニコンマウント</li> </ul>	φ36mm用	CST-FW42-36N	*¥170,000
		φ47mm用	CST-FW42-47N	*¥170,000
		φ50mm用	CST-FW42-50N	*¥170,000
電動フィルターホイール本体セット5枚用 EOSマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。                      ※マウントの電動制御は行えませんので絞りの調整は行えません。                      またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。                      ※フィルターが別途必要です。</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フィルターホイール本体</li> <li>カメラ固定用リング</li> <li>コントローラ</li> <li>AC-DC電源(12V)</li> <li>EOSマウント</li> </ul>	φ36mm用	CST-FW42-36E	*¥170,000
		φ47mm用	CST-FW42-47E	*¥170,000
		φ50mm用	CST-FW42-50E	*¥170,000

### 対象モデル

サイズ	シリーズ	対象機種
φ36mm φ47mm φ50mm	BK-50シリーズ	BK-51IGA
	BU-50シリーズ	BU-50LN/C, BU-51LN/C, BU-54UV/DUV, BU-56DUV, BU-57LIR/C
	BU-60シリーズ	BU-60M/C
	CS-60シリーズ	CS-60M/C, CS-64NIR
	BS-70シリーズ	BS-70M/C, BS-71M/C, BS-72M/C

## ■ 電動フィルターホイール(大型筐体用)

電動フィルターホイール本体セット5枚用 ニコンマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。                      ※マウントの電動制御は行えませんのでマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。                      ※フィルターが別途必要です。</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フィルターホイール本体</li> <li>コントローラ</li> <li>AC-DC電源(12V)</li> <li>ニコンマウント</li> </ul>	φ36mm用	CST-FW43-36N	*¥170,000
		φ47mm用	CST-FW43-47N	*¥170,000
		φ50mm用	CST-FW43-50N	*¥170,000
電動フィルターホイール本体セット5枚用 EOSマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。                      ※マウントの電動制御は行えませんので絞りの調整は行えません。                      またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。                      ※フィルターが別途必要です。</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>フィルターホイール本体</li> <li>コントローラ</li> <li>AC-DC電源(12V)</li> <li>EOSマウント</li> </ul>	φ36mm用	CST-FW43-36E	*¥170,000
		φ47mm用	CST-FW43-47E	*¥170,000
		φ50mm用	CST-FW43-50E	*¥170,000

### 対象モデル

サイズ	シリーズ	対象機種
φ36mm	BK-50シリーズ	BK-50UV/NIR
	BU-60シリーズ	BU-61M/C, BU-66EM
	CS-60シリーズ	CS-61M/C, CS-63M/C
	BH-70シリーズ	BH-71IGA
	BS-70シリーズ	BS-73M, BS-74M/UV
	CS-70シリーズ	CS-76UV
	CS-700シリーズ	CS-700M/C, CS-701IGA
φ47mm	BK-50シリーズ	BK-50UV/NIR
	BU-60シリーズ	BU-61M/C, BU-62M/C, BU-63M/C, BU-66EM
	CS-60シリーズ	CS-61M/C, CS-62M/C, CS-63M/C, CS-66UV
	BH-70シリーズ	BH-71IGA, BH-72M
	BS-70シリーズ	BS-73M, BS-74M/UV
	CS-70シリーズ	CS-71M/C, CS-73M/C, CS-74M/C, CS-76UV, CS-77UV
	CS-700シリーズ	CS-700M/C, CS-701IGA, CS-703NIR
φ50mm	BK-50シリーズ	BK-50UV/NIR
	BU-60シリーズ	BU-61M/C, BU-62M/C, BU-63M/C, BU-66EM
	CS-60シリーズ	CS-61M/C, CS-62M/C, CS-63M/C, CS-66UV
	BH-70シリーズ	BH-71IGA, BH-72M, BH-73M
	BS-70シリーズ	BS-73M, BS-74M/UV
	CS-70シリーズ	CS-71M/C, CS-72M/C, CS-73M/C, CS-74M/C, CS-76UV, CS-77UV
	CS-700シリーズ	CS-700M/C, CS-701IGA, CS-702M

(注): 電動フィルターホイールの制御は、コントローラ及びカメラ付属のソフトから可能です。カメラ付属のソフトで使用する場合は、Windows10以降からの対応になります。

※カメラの受光面サイズにより使用できるフィルター径が異なります。フルサイズと2/3型など複数の使用をされる場合は大きいサイズに合わせてフィルター径をご選定ください。

製品名	製品概要	型番	外税価格
-----	------	----	------

## ■ 改造・特注電動フィルターホイール

電動フィルターホイールの仕様変更 大型用⇔小型用への仕様変更	<ul style="list-style-type: none"> <li>筐体の変更</li> <li>内部ホイールは継続使用</li> </ul>	お問い合わせください	
フィルター枚数を変更した 電動フィルターホイール本体セット(最大9枚) ※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。 ※マウントの電動制御は行いませんので絞りの調整は行えません。 またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※規定サイズ以外のフィルターも対応可能 ※フィルターが別途必要です。	<ul style="list-style-type: none"> <li>フィルターホイール本体</li> <li>コントローラ</li> <li>AC-DC電源(12V)</li> <li>マウント(打合せ)</li> </ul>	お問い合わせください	

## ■ LRGBフィルター

φ36mm用LRGBフィルター	<ul style="list-style-type: none"> <li>LRGBの4枚フィルター(厚3mm)</li> </ul>	CST-F36LRGB	*¥53,000
φ47mm用LRGBフィルター		CST-F47LRGB	*¥67,000
φ50mm用LRGBフィルター		CST-F50LRGB	*¥80,000
各種波長フィルター・特殊フィルター	<ul style="list-style-type: none"> <li>1枚でも注文可</li> </ul>	お問い合わせください	

(注):電動フィルターホイールの制御は、コントローラ及びカメラ付属のソフトから可能です。カメラ付属のソフトで使用する場合、Windows10以降からの対応になります。

※カメラの受光面サイズにより使用できるフィルター径が異なります。フルサイズと2/3型など複数の使用をされる場合は大きいサイズに合わせてフィルター径をご選定ください。

## ■ 電動フィルターホイールSDK (汎用タイプ)

電動フィルターホイール用SDKサンプルソフト・ソース付き Windows11, Windows10 64bit Ver.21H2 以降 <b>機密保持契約は不要</b> ※カメラ制御に関するサンプルは含まれておりません。 ※資料やサンプルソフトは変更しても再配布できません。 ※使用可能な台数の制限はありません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>各サンプルソフトCD (ソース付き・DLL)</li> <li>DLL仕様書</li> </ul>	Python用	FWSA-PYSDK	*¥80,000
		LabVIEW用	FWSA-LVSDK	*¥80,000
		Visual C++用	FWSA-VCSDK	*¥80,000
		Visual C#用	FWSA-VSSDK	*¥80,000

## ■ 水冷キット

水冷キット ※AC100Vのコンセントから電源供給が必要です。 ※不凍液等を使用しますとカメラ筐体の腐食を起こす恐れがありますので、 使用しないでください。 ※水温管理の機能はありません。	<ul style="list-style-type: none"> <li>循環用ポンプ</li> <li>タンク</li> <li>シリコンチューブ</li> </ul>	JS-HCR	*¥95,000
--	---	--------	----------

※この価格表の製品は全て受注生産品となります。また、仕様や価格は予告なく変更することがあります。

製造元 **ビットラン株式会社** お問い合わせ/CCD事業部

〒361-0056 埼玉県行田市持田2213 TEL.048-554-7471(代) FAX.048-556-9591 URL <https://www.bitran.co.jp/camera/> E-mail [ccd@bitran.co.jp](mailto:ccd@bitran.co.jp)