

電動フィルターホイール・フィルター・水冷キット価格表

2018年12月現在

製品名	製品概要	型番	税抜価格
-----	------	----	------

■ 電動フィルターホイール(小型筐体用)

電動フィルターホイール本体セット5枚用 ニコンマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。 ※マウントの電動制御は行えませんがマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※フィルターが別途必要です。</small>	<ul style="list-style-type: none"> ・ フィルターホイール本体 ・ カメラ固定用リング ・ コントローラ ・ AC-DC電源(12V) ・ ニコンマウント 	φ36mm用	CST-FW42-36N	*¥170,000
		φ47mm用	CST-FW42-47N	*¥170,000
		φ50mm用	CST-FW42-50N	*¥170,000
電動フィルターホイール本体セット5枚用 EOSマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。 ※マウントの電動制御は行えませんが絞りの調整は行えません。 またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※フィルターが別途必要です。</small>	<ul style="list-style-type: none"> ・ フィルターホイール本体 ・ カメラ固定用リング ・ コントローラ ・ AC-DC電源(12V) ・ EOSマウント 	φ36mm用	CST-FW42-36E	*¥170,000
		φ47mm用	CST-FW42-47E	*¥170,000
		φ50mm用	CST-FW42-50E	*¥170,000

対象モデル

サイズ	シリーズ	対象機種
φ36mm	CS-50シリーズ	CS-51M/C, CS-54C
	CS-60シリーズ	CS-60M/C, CS-64NIR
φ47mm	BU-50シリーズ	BU-50LN/C, BU-51LN/C, BU-54UV/DUV, BU-56DUV, BU-57LIR/C
φ50mm	BU-60シリーズ	BU-60M/C
	BK-50シリーズ	BK-51IGA

■ 電動フィルターホイール(大型筐体用)

電動フィルターホイール本体セット5枚用 ニコンマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。 ※マウントの電動制御は行えませんがマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※フィルターが別途必要です。</small>	<ul style="list-style-type: none"> ・ フィルターホイール本体 ・ コントローラ ・ AC-DC電源(12V) ・ ニコンマウント 	φ36mm用	CST-FW43-36N	*¥170,000
		φ47mm用	CST-FW43-47N	*¥170,000
		φ50mm用	CST-FW43-50N	*¥170,000
電動フィルターホイール本体セット5枚用 EOSマウント対応 三脚取り付け金具付 <small>※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。 ※マウントの電動制御は行えませんが絞りの調整は行えません。 またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※フィルターが別途必要です。</small>	<ul style="list-style-type: none"> ・ フィルターホイール本体 ・ コントローラ ・ AC-DC電源(12V) ・ EOSマウント 	φ36mm用	CST-FW43-36E	*¥170,000
		φ47mm用	CST-FW43-47E	*¥170,000
		φ50mm用	CST-FW43-50E	*¥170,000

対象モデル

サイズ	シリーズ	対象機種
φ36mm	CS-60シリーズ	CS-61M/C, CS-63M/C
	BU-50シリーズ	BU-51LIR, BU-58LIR/C, BU-59LIR/C
	BU-60シリーズ	BU-61M/C, BU-66EM
	BH-60シリーズ	BH-61M, BH-62M, BH-63M
	BK-50シリーズ	BK-50UV/NIR
	BQ-80シリーズ	BQ-86M, BQ-87EM
φ47mm	CS-60シリーズ	CS-61M/C, CS-62M/C, CS-63M/C, CS-66UV
	BU-50シリーズ	BU-51LIR, BU-52LN/C, BU-58LIR/C, BU-59LIR/C
	BU-60シリーズ	BU-61M/C, BU-62M/C, BU-63M/C, BU-66EM
	BH-60シリーズ	BH-61M, BH-62M, BH-63M, BH-64M
	BK-50シリーズ	BK-50UV/NIR
	BQ-80シリーズ	BQ-86M, BQ-87EM
φ50mm	CS-60シリーズ	CS-61M/C, CS-62M/C, CS-63M/C, CS-66UV
	BU-50シリーズ	BU-51LIR, BU-52LN/C, BU-53LN/C, BU-55LN/C, BU-58LIR/C, BU-59LIR/C
	BU-60シリーズ	BU-61M/C, BU-62M/C, BU-63M/C, BU-66EM
	BH-60シリーズ	BH-61M, BH-62M, BH-63M, BH-64M, BH-65
	BK-50シリーズ	BK-50UV/NIR
	BQ-80シリーズ	BQ-81M/C, BQ-82M/C, BQ-86M, BQ-87EM

(注): 電動フィルターホイールの制御は、電動フィルターホイールセットに付属のコントローラ及びカメラ付属のソフトから可能です。

カメラ付属のソフトで使用する場合は、Windows7以降からの対応になります。

※カメラの受光面サイズにより使用できるフィルター径が異なります。フルサイズと2/3型など複数の使用をされる場合は大きいサイズに合わせてフィルター径をご選定ください。

製品名	製品概要	型番	税抜価格
-----	------	----	------

■ 改造・特注電動フィルターホイール

電動フィルターホイールの仕様変更 大型用⇔小型用への仕様変更	<ul style="list-style-type: none"> 筐体の変更 内部ホイールは継続使用 	お問い合わせください
フィルター枚数を変更した 電動フィルターホイール本体セット(最大9枚) ※コントロールについては、下記の(注)を参照してください。 ※マウントの電動制御は行えませんので絞りの調整は行えません。 またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。 ※規定サイズ以外のフィルターも対応可能 ※フィルターが別途必要です。	<ul style="list-style-type: none"> フィルターホイール本体 コントローラ AC-DC電源(12V) マウント(打合せ) 	お問い合わせください

■ LRGBフィルター

φ36mm用LRGBフィルター	<ul style="list-style-type: none"> LRGBの4枚フィルター(厚3mm) 	CST-F36LRGB	*¥53,000
φ47mm用LRGBフィルター		CST-F47LRGB	*¥67,000
φ50mm用LRGBフィルター		CST-F50LRGB	*¥80,000
各種波長フィルター・特殊フィルター	・1枚でも注文可	お問い合わせください	

(注):電動フィルターホイールは、セットのコントローラ及びカメラ付属のソフトから制御が可能です。

カメラ付属のソフトで使用する場合、Windows7以降からの対応になります。

※カメラの受光面サイズにより使用できるフィルター径が異なります。フルサイズと2/3型など複数の使用をされる場合は大きいサイズに合わせてフィルター径をご確認ください。

■ 電動フィルターホイールSDK

電動フィルターホイール用SDKサンプルソフト・ソース付き (カメラSDKがある全機種対応) 32/64bit対応 機密保持契約は不要 ※カメラのSDKが別途必要になります。 ※資料やサンプルソフトは変更しても再配布できません。 ※使用可能な台数の制限はありません。 ※BH-60シリーズは使用できません。	<ul style="list-style-type: none"> 各サンプルソフトCD(ソース付き・DLL) DLL仕様書 	MATLAB用	FW-MLSDK	*¥50,000
		LabVIEW用	FW-LVSDK	*¥50,000
		Visual Basic用	FW-VBSDK	*¥50,000
		Visual C++用	FW-VCSDK	*¥50,000
		Visual C#用	FW-VSSDK	*¥50,000
上記SDKを電動フィルターホイール購入後に購入する場合	上記同上にサンプルを選択	FW- ** SDKA ※「**」は各サンプル型番	*¥70,000	

■ 手動フィルターセット(小型筐体専用)

LRGB(RGB+赤外カット)フィルター付 スライド式カメラマウント ニコンマウントF対応 ※マウントの電動制御は行えません。	<ul style="list-style-type: none"> 本体+スライドバー φ36mmLRGBフィルター ニコンFマウント 	CST-RFL-N	*¥72,000
LRGB(RGB+赤外カット)フィルター付 スライド式カメラマウント ペンタックスKマウント対応 ※マウントの電動制御は行えませんので絞りの調整は行えません。 またマニュアル操作対応レンズ以外は使用できません。	<ul style="list-style-type: none"> 本体+スライドバー φ36mmLRGBフィルター ペンタックスKマウント 	CST-RFL-P	*¥72,000

対象モデル

サイズ	シリーズ	対象機種
φ36mm (φ37枠有)	CS-50シリーズ	CS-51M/C, CS-54C
	BU-50シリーズ	BU-50LN/C, BU-51LN/C, BU-54UV/DUV, BU-56DUV, BU-57LIR/C

■ 水冷キット

水冷キット ※AC100Vのコンセントから電源供給が必要です。 ※不凍液等を使用しますとカメラ筐体の腐食を起こす恐れがありますので、 使用しないでください。 ※水温管理の機能はありません。	<ul style="list-style-type: none"> 循環用ポンプ タンク シリコンチューブ 	JS-HCR	*¥80,000
--	---	--------	----------

※仕様は予告なく変更することがあります。

製造元 **ビットラン株式会社** お問い合わせ/CCD事業部

〒361-0056 埼玉県行田市持田2213 TEL.048-554-7471(代) FAX.048-556-9591 URL <http://www.bitran.co.jp/ccd> E-mail ccd@bitran.co.jp